

PARION FLOW

KOMPOZİT LED IŞIK İLE POLİMERİZE OLAN RADYOOPAK RESTORATİF DİŞ DOLGUSU

1. ÜRÜN BİLGİSİ

T-Resto Parion Flow kompozit, doğrudan yerleştirilmek için tasarlanmış, kendinden yapışkanlı, ışıkla sertleşen, reçine esaslı bir kompozit dental restoratifdir. T-Resto Parion Flow kompozit, aksi bir reçine bileşimini dentin ve enamele yapıştırma gereksinimi olmadıkça, asitle aşındırma/kaplama/yapıştırma ile ilgili ek adımlarını ortadan kaldırır. T-Resto Parion Flow kompozit, ileri düzeyde yapıştırma etkisi, yüksek mekanik etki ve diğer klasik akışkan kompozitlere benzer fiziksel özellikler sunar.

2. ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Ürün kompozisyonu içerisinde Metakrilat reçineler (Bis-GMA, UDMA, TEGDMA v.b.), inorganik dolgu materyalleri, fotobaşlatıcı ve inhibitör bulunmaktadır.

2. PAKETLEME

T-Resto Parion Flow kompozit poşet içerisinde 2 gr doldurulmuş ürün doldurulmuş halde 2 adet, her tüp için kullanılacak 10'ar adet uygulama uçundan toplam 20 adet olacak şekilde paketlenmiştir.

A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4 – B1 – B2 – C1 – C2 olarak 9 farklı renkte tercih edilebilir.

4. ENDİKASYONLAR

T-Resto Parion Flow kompozit, küçük sınıf I ve Sınıf I ve Sınıf II baz/astarlayıcı restorasyonlar için kullanılır. İlave endikasyonlar çukur ve yarık doku yapıştırıcıları, mine bozukluklarının, porselen restorasyonun onarımı, dip oyulmalarının önlenmesi, strese maruz kalmayan alanlardaki küçük öklüzal güçlendirmeler ve kesici diş aşındırmalarını içerir. I-II-III-IV-V. sınıf kaviteletin direkt restorasyonunda, kök yüzeyindeki kaviteelerde kırık dişlerin restorasyonunda diastama ve veneer kapama vakalarının restorasyonunda kullanılır.

5. KONTRAENDİKASYONLAR

- Direk kuafaj ve ürün bileşenlerinden herhangi birine duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
- Kimyasal olarak kürlenmiş kompozitlerde.

6. UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Sertleşmemiş metakrilat reçinesi, kontakt dermatite ve dişözünde hasara neden olabilir. Cilt, gözler ve yumuşak dokuyla temasına mani olun. Temas edecek olursa suyla iyice temizleyin.
- Yutulması halinde bol su için, kusmaya zorlamayın. Derhal bir doktora başvurun.
- Bu ürünle çalışırken tek kullanımlık maske, eldiven ve gözlük gibi kişisel koruyucu donanımları kullanınız.
- Bu ürünü bu kullanma kılavuzundaki endikasyonlar bölümünde özetlenen tedaviler dışında herhangi bir amaç için kullanmayın.
- Bu ürün yalnızca diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Hastalar arasında çapraz kontaminasyona yol açmaması için, uygulama uçları her hasta için tek kullanımlıktır.
- Zarar görmüş şırınga tüpleri kullanmayınız.
- Macunun uçtan istenmeyen akışını engellemek için uygulamadan sonra pistonu geri çekin.
- Bu ürünü sertleştirmekte, güvenilir, yüksek kalitede, gözle görülebilir bir ışık kaynağı kullanılması önerilir.
- Kullanım öncesine gözle görülebilir ışıktan koruyun.

7. SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

- Şırıngaları 15 ve 25 santigrat dereceler arasında saklayınız. Kuru, serin ve direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde muhafaza ediniz.
- Son kullanım tarihi tüm ambalajlarda belirtilmiştir. Son kullanım tarihinden sonra kullanmayın.
- Raf ömrü 3 yıldır.

8. UYGULAMA

- İstenilen rengi gün ışığında VITA sıkalası ile belirleyiniz.
- Renk seçiminin doğru olması için dişler temiz olmalıdır.
- Kaviteyi Kompozit restorasyonlar için hazırlayınız.

KULLANIM KILAVUZU - TR

- Dişi yanındaki dişlerden izole edin. Şeffaf ince şeritler kullanın.
- Kavite temiz ve kuru olmalıdır. Bağlanmayı güçlendirmek için dentin yüzeyleri kurutun.
- Kurallar göre asit ve boding uygulamasını yapınız.
- Kompozit doğunun kapağını açınız.
- Kompozit dolguyu katıveye 2 mm'den kalın olmayacak şekilde uygulayınız.
- Işın cihazını kürlleme yapılırken olabildiğince kaviteye yakın tutunuz.
- Hava yolunun yağ ve diğer bulaşıcı maddelerden arınmış olmasını sağlama özen gösterin.
- Uygulama bittikten sonra tüpün kapağını, hava almayacağından emin olacak şekilde kapatınız.
- Ürünün her kullanım sonrası kapağının kapatılması, mevcut son kullanım tarihini değiştirmez. Ürün, belirtilen raf ömrü boyunca kullanılabilir.
- Tekrarlanan kullanımlarda, kullanım sonrası kapağın doğru kapatıldığından emin olunuz. Kullanım sonrası, ürünün serin, kuru ve karanlık ortamda saklanması gerekmektedir.















Sertleşme süresi;

- Açık renklerde 10 saniye (A1 – A2 vb.)
- Koyu renklerde 20 saniye (A3,5 – A4 vb.)

8. İMHA

- İmha edilecek ürünler hastane/klinik ortamı özel talimatlarına uygun bir şekilde imha edilmelidir.

9. SEMBOLLER

	Üretim Tarihi
	Üretici
	Kullanım kılavuzuna bakınız.
	Lot numarası®
	Sıcaklık göstergesi
	Dikkat
	CE Belgesi Onaylayıcı Kuruluş numarası
	Güneş ışığından koruyunuz.
	Nemden koruyunuz.
	MR Güvenli
	Tıbbi Cihaz
	Sadece profesyonel kullanım içindir.
	Paket hasarlı ise kullanmayınız.
	Ürün referans numarası



COMPOSITE POLYMERIZED RADIOPAQUE RESTORATIVE DENTAL FILLING WITH LED LIGHT

1. PRODUCT INFORMATION

T-Resto Parion Flow Composite is a self-adhesive, light-curing, resin-based composite that is designed for dental restorative for direct placement. T-Resto Parion Flow Composite eliminates the additional steps of etching/coating/bonding unless otherwise required to bond a resin composition to dentin and enamel. T-RESTO Flow Composite offers advanced bonding effect, high mechanical effect and physical properties similar to other conventional flowable composites.

2. COMPONENTS

T-Resto Parion Flow Composite includes methacrylate resins (Bis-GMA, UDMA, TEGDMA etc.), inorganic filling materials, photoinitiator and inhibitor.

3. PACKAGING

2 pieces of 2 g syringes which are filled with flowable composite and 20 pieces application tips for each syringes are placed in the pouch. Can be preferred in 9 different colors as A1 – A2 – A3 – A3.5 – A4 – B1 – B2 – C1 – C2.

4. INDICATIONS

T-Resto Parion Flow Composite is used for small class I and Class I and Class II base/primer restorations. Additional indications include pitting and cleft tissue adhesives, repair of enamel defects, porcelain restoration, prevention of undercuts, minor occlusal reinforcements in non-stressed areas, and incisors abrasion. It is used in direct restoration of I-II-III-IV-V class cavities, restoration of broken teeth in cavities on the root surface, restoration of diastama and veneer closure cases.

5. CONTRAINDICATIONS

It should not be used in patients with direct pulp capping and sensitivity to any of the product ingredients. In chemically cured composites.

6. WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Uncured methacrylate resin can cause contact dermatitis and damage to the pulp. Avoid contact with skin, eyes and soft tissue. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- If swallowed, drink plenty of water, do not induce vomiting. Consult a doctor immediately.
- Use personal protective equipment such as disposable masks, gloves and goggles when working with this product.
- Do not use this product for any purpose other than the treatments outlined in the indications section in this user manual.
- This product is intended use for dental purposes only.
- To avoid cross-contamination between patients, the application tips are disposable for each patient.
- Do not use if the syringes are damaged.
- Retract the plunger after application to prevent unwanted flow of paste from the tip.
- It is recommended to use a reliable, high quality, visible light source to cure this product.
- Protect from visible light before use.

7. STORAGE CONDITIONS AND SHELF LIFE

- Syringes should be stored between 15 and 25 degrees Celsius. Should be stored in a dry, cool and dark place. Keep away from direct sunlight.
- The expiry date is indicated on all packaging. Do not use after the expiration date.
- Shelf life is 3 years.

8. APPLICATION

- Determine the desired color in daylight with the VITA scale.
- Teeth must be clean so that color selection is accurate.

- Prepare the cavity for composite restorations.
- Isolate the tooth from the adjacent teeth. Use transparent thin strips.
- The cavity must be clean and dry. Dry the dentin surfaces to strengthen bonding.
- Apply acid and bonding according to the rules.
- Open the cover of the composite east.
- Apply the composite filler not thicker than 2 mm to the dent.
- Keep the beam device as close to the cavity as possible while curing.
- Take care to ensure that the airway is free of oil and other contaminants.
- After the application is finished, close the cap of the tube to make sure that it does not get air.
- Closing the cap of the product after each use does not change the current expiry date. The product can be used during the stated shelf life.
- For repeated use, make sure that the cap is closed correctly after use. After use, the product should be stored in a cool, dry and dark place.















Curing Time;

- 10 seconds for light colors (A1 – A2 etc.)
- 20 seconds for dark colors (A3.5 – A4 etc.)

9. DISPOSED OF

- The disposed products should be disposed of in accordance with hospital/clinical environment specific instructions.

10. SYMBOLS

	Date of manufacture
	Manufacturer
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use.
	Batch number
	Temperature limit
	Caution
	CE Declaration with Notified Body Number
	Keep away from sunlight.
	Keep dry.
	MR Safety
	Medical Device
	Professional for use, only.
	Do not use if package is damaged ad consult instructions for use.
	Product reference code

