

Tendo®
must™

multi use single technique

Türkiye'nin ilk tescilli
resiprokal eğesi

Tescilli TM-wire
ısıtım işlem teknolojisi

Kolay kullanım

Çoklu kullanım

Minimal invazif
şekillendirme

Steril paket

Farklı uzunluk
seçenekleri

Yüksek kırılma
dayanımı

Hızlı şekillendirme

Yüksek kesme
etkinliği



Experience the one file reciprocal system

dentac®



Güvenli Şekillendirmeyi Hisset Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Edin.

Kök kanal şekillendirmesinde karışılabilen sorunları ortadan kaldırmak için tasarlanan T-endo Must ile tedavilerinizi kısa sürede etkili bir şekilde bitirebilirsiniz. T-endo Must çoklu kullanım için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tedavi maliyetlerinizde önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlar.


TM-Wire ısı işlem teknolojisiyle üretilmiş güçlü eğeler sayesinde, tedavide kısa ve zahmetsiz bir preperasyon yeterli olacaktır. Periservikal dentini korumaya uygun tasarlanmış taper açısı, Resiprokal hareketin gücü ile birleştiğinde ortaya çıkan sonuca hayran kalacaksınız.

13/04 "TG" Glide path eğesi ile dar kanalları açmak gerçekten çok kolay.

Yapılan çalışmalara göre T-Endo Must eğelerin Torsiyonel direnç ve Döngüsel yorgunluk testleri bir çok Resiprokal kanal eğesine oranla daha başarılı bulunmuştur.


Döngüsel Yorgunluk Testi

KTS: Kırılana Kadar Tur Sayısı. Dünyanın önde gelen Resiprokal Kanal Eğesi markaları ile karşılaştırılmıştır.



Torsiyonel Direnç Testi

Dünyanın önde gelen Resiprokal Kanal Eğesi markaları ile karşılaştırılmıştır.



"TG" En dar kök kanallar için ideal çözüm.

Kare kesitli tasarımı sayesinde T-endo Must TG, hızlı ve etkin bir glide path tecrübesi sunar.



Tek eğe sistemiyle hem şekillendirme hem bitim işleminin tadını çıkarın.

T-Endo Must m25, m40, m50 eğelerden birini kök kanal anatomisine göre seçebilirsiniz.



Normal kök kanalları için
25.06



Geniş kök kanalları için
40.04




Çok geniş kök kanalları için
50.04

Dt. Kübra Bozsoy

19 Mayıs Üniversitesi Endodonti Bölümü

Vaka:

18 yaşında kadın hasta, irreversible pulpitis ağrı şikayetiyle başvurdu tek seansta kanal tedavisi T-Endo Must 25 ve 40 ile tamamlandı. Tek kon ve soğuk lateral kompaksiyon yöntemiyle kanal dolumu yapıldı. Paslanmaz çelik el eğesi ile kanala giriş sağlandıktan sonra döner eğeler kullandım ve apikale ulaşmada herhangi bir zorluk yaşamadım.



Dr. Erhan Erkan

Medipol Üniversitesi

Vaka:

Esnek ve dayanıklı yapısı ile dar ve eğimli kanallarda da güvenle kullanabileceğim bir sistem. sahip olduğu Ni-Ti alaşımı özellikleri sayesinde çoklu kullanıma da imkan sağlıyor. Kullanımı kolay. Yeni favori eğe sistemim T-Endo Must.



Dt. Utku Can Kemeç

Ankara Üniversitesi Endodonti Bölümü

Retreatment Vakası:

Daha önce kullandığım Resiprokal sistemlerden kullanım esnasındaki rahatsız histen dolayı vazgeçmiştim. T-Endo Must tüm ön yargılarımı yıktı. Hem esnek olması, hem de kullanım esnasında verdiği güven sayesinde çok daha keyifle Resiprokal eğe kullanıyorum. Steril paketlerde gelmesi de ayrıca klinik işleyişimizi kolaylaştırdı.



İŞ AKIŞINIZ İÇİN İDEAL KOMPLE BİR SİSTEMDİR.



must paketleme			
must sorti blister çeşitleri			
	21mm	25mm	31mm
○ 4 x tg	DC20310	DC30310	DC40310
● 4 x m25	DC20325	DC30325	DC40325
● 4 x m40	DC20340	DC30340	DC40340
● 4 x m50	DC20350	DC30350	DC40350
must asorti blister çeşitleri			
1 x tg, 1 x m25, 1 x m40, 1 x m50	DC20301	DC30301	DC40301

Gutta Perka



- Radyoopak çizgilere sahiptir.
- Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo Guttaperkalar 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır

Paper Point



- Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo paperpointler 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır

T-endo must

DC11133	must Gutta Percha (m25) 25/.06 60 Pcs.
DC11138	must Gutta Percha (m40) 40/.04 60 Pcs.
DC11150	must Gutta Percha (m50) 50/.04 60 Pcs.

.04 Taped

DC11130	Gutta Percha 20/.04 60 Pcs.
DC11132	Gutta Percha 25/.04 60 Pcs.
DC11134	Gutta Percha 30/.04 60 Pcs.
DC11136	Gutta Percha 35/.04 60 Pcs.
DC11148	Gutta Percha 60/.04 60 Pcs.
DC11142	Gutta Percha Asorted .04 taper 60 pcs.

.06 Taped

DC11131	Gutta Percha 20/.06 60 Pcs.
DC11135	Gutta Percha 30/.06 60 Pcs.
DC11137	Gutta Percha 35/.06 60 Pcs.
DC11139	Gutta Percha 40/.06 60 Pcs.
DC11151	Gutta Percha 50/.06 60 Pcs.
DC11149	Gutta Percha 60/.06 60 Pcs.
DC11143	Gutta Percha Asorted .06 taper 60 pcs.

Others

DC11144	Gutta Percha Asorted 120 pcs.
---------	-------------------------------

T-endo must

DC11123	must Paper Points (m25) 25/.06 60 Pcs.
DC11128	must Paper Points (m40) 40/.04 60 Pcs.
DC11146	must Paper Points (m50) 50/.04 60 Pcs.

.04 Taper

DC11120	Paper Points 20/.04 60 Pcs.
DC11122	Paper Points 25/.04 60 Pcs.
DC11124	Paper Points 30/.04 60 Pcs.
DC11126	Paper Points 35/.04 60 Pcs.
DC11152	Paper Points 60/.04 60 Pcs.
DC11140	Paper Points Asorted .04 taper 60 Pcs.

.06 Taper

DC11121	Paper Points 20/.06 60 Pcs.
DC11125	T-endo Paper Points 30/.06 60 Pcs.
DC11127	T-endo Paper Points 35/.06 60 Pcs.
DC11129	T-endo Paper Points 40/.06 60 Pcs.
DC11147	T-endo Paper Points 50/.06 60 Pcs.
DC11153	T-endo Paper Points 60/.06 60 Pcs.
DC11141	T-endo Paper Points Asorted .06 taper 60 Pcs.

Others

DC11145	T-endo Paper Points Asorted 200 Pcs.
---------	--------------------------------------

Tendo®
must™
multi use single technique

MULTI USE SINGLE TECHNIQUE



Experience the one file reciprocal system